

SHOFU DENTAL CORPORATION  
1225 Stone Drive, San Marcos,  
California 92078-4059, USA

SHOFU DENTAL ASIA-PACIFIC PTE.LTD.  
10 Science Park Road, #03-12,  
The Alpha, Science Park II, Singapore 117684

**EC REP**

SHOFU DENTAL GmbH  
An der Pönt 70, 40885 Ratingen, Germany

04.0:2020-09  
72432

 **Composite Finishing Kit**

**en** **READ CAREFULLY BEFORE USE**

**PRODUCT DESCRIPTION**

This kit is designed for reducing and finishing composite fillings, also interproximal and subgingival. It has six Dura-Green and six Dura-White Stones in CN1 and FL2 shapes. Dura-Green Stones will fast finish composite restorations. Dura-White Stones will fine finish composite restorations. Dura-Green and Dura-White Stones are autoclavable for reuse.

**PRECAUTIONS AND WARNINGS**

- Never exceed the maximum permissible rotation speeds described in Table A.
- Insert the shank completely into the chuck of the handpiece.
- Do not use damaged or defective instruments i.e. corrosion, surface flaw, deformation, dirt and exposure of shank due to repeated use.
- Perform test run to check safety and smooth operation without run-out prior to use.
- Avoid any use at acute angles or with excessive pressure.
- Use local dust extractor and protective equipment while using.
- This product is intended for use by dental professionals only.
- Do not use this product for any purposes other than the intended use.
- Dispose in accordance with relevant local and national regulation.

**STORAGE AND STERILIZATION**

- Avoid exposure to moisture, corrosive chemical and its vapor. Keep away from external pressure (physical load) and avoid contamination.
- Perform autoclave under the condition described in Table B.
- When using intraorally, sterilize before each use.
- For reuse after using, remove any contaminants immediately with washer disinfectant, then sterilize.
- Follow the instructions for use of washer disinfectant and sterilizer, respectively.
- Do not use chlorine disinfectant liquid.
- Do not perform plasma sterilization.
- For the details about REPROCESSING procedures, visit [www.shofu.de](http://www.shofu.de).

**CAUTION: US Federal law restricts this device to sale by or on the order of a dental professional.**

Location of the symbols glossary:  
[https://www.shofu.com/en/symbols\\_glossary/](https://www.shofu.com/en/symbols_glossary/)

**de** **VOR GEBRAUCH SORGFÄLTIG DURCHLESEN**

**PRODUKT-BESCHREIBUNG**

Dieses Sortiment eignet sich zum Abtragen und Finieren von Kompositfüllungen, auch im Interproximal- und Subgingivabereich. Es umfasst sechs Dura-Green- und sechs Dura-White-Steine in CN1- und FL2-Formen. Dura-Green-Steine eignen sich zum schnellen, Dura-White zum feinen Ausarbeiten der Kompositrestorationen. Dura-Green- und Dura-White-Schleifkörper können für die Wiederverwendung im Autoklaven sterilisiert werden.

**VORSICHTSMASSNAHMEN UND WARNHINWEISE**

- Die in Tabelle A angegebenen maximal zulässigen Drehzahlen sind nicht überschreiten.
- Den Schaft vollständig in das Spannfutter des Handstücks einschieben.
- Kein Instrument benutzen, das Schäden oder Fehler aufweist, z. B. Korrosion, Oberflächenfehler, Verformung, Verschmutzung und Freilegung des Schaftes durch wiederholte Verwendung.
- Führen Sie vor der Verwendung einen Testlauf durch, um die Sicherheit zu überprüfen und einen gleichmäßigen, nicht unruhigen Betrieb zu gewährleisten.
- Keine spitzen Winkel oder keinen zu hohen Anpressdruck verwenden.
- Mit lokaler Staubabsaugung und Schutzhaube arbeiten.
- Dieses Produkt ist nur für den zahnärztlichen Gebrauch vorgesehen.
- Dieses Produkt nur für die vorgesehenen Aufgaben verwenden.
- Gemäß lokalen und nationalen Vorschriften der Entsorgung zuführen.

**LAGERUNG UND STERILISATION**

- Die Einwirkung von Feuchtigkeit, ätzenden Chemikalien und ihren Dämpfen vermeiden. Halten Sie äußeren Druck (physikalische Belastung) fern und vermeiden Sie die Verschmutzung.
- Im Autoklaven unter den in Tabelle B angegebenen Bedingungen sterilisieren.
- Vor jedem intraoralen Gebrauch sterilisieren.
- Zur Wiederverwendung nach intraoralem Gebrauch sofort im Thermodesinfektor von allen Verunreinigungen säubern, dann sterilisieren.
- Die Gebrauchsanleitungen für Thermodesinfektor und Sterilisator beachten.
- Keine chlorhaltigen Desinfektionsmittel verwenden.
- Keine Plasmasterilisation durchführen.
- Detaillierte Angaben zur AUFBEREITUNG finden Sie auf [www.shofu.de](http://www.shofu.de).

**MAXIMUM PERMISSIBLE ROTATION SPEED (Table A)**

Dura-Green Stones	30,000 min <sup>-1</sup>
Dura-White Stones	30,000 min <sup>-1</sup>

**en** MAXIMUM PERMISSIBLE ROTATION SPEED  
**de** MAXIMAL ZULÄSSIGE DREHZAH  
**fr** VITESSE MAXIMALE DE ROTATION AUTORISÉE  
**nl** MAXIMALE TOELAATBARE ROTATIESNELHEID  
**es** VELOCIDAD MÁXIMA PERMISIDA DE ROTACIÓN  
**it** MASSIMA VELOCITÀ DI ROTAZIONE CONSENTITA  
**sv** HÖGSTA TILLÅTNA ROTATIONSASTIGHET  
**pt** VELOCIDADE DE ROTAÇÃO MÁXIMA ADMISSÍVEL

**fr** **A LIRE ATTENTIVEMENT AVANT USAGE**

**DESCRIPTION**

Cet assortiment est conçu pour dégrossir et finir les obturations en composite, même dans les zones interproximales et subgingivales. Il contient six meules Dura-Green et six Dura-White dans les formes CN1 et FL2. Les meules Dura-Green permettent de finir rapidement les restaurations en composite. Les meules Dura-White permettent d'obtenir le polissage final des restaurations en composite. Afin de pouvoir être réutilisées, les meules Dura-Green et Dura-White sont stérilisables en autoclave.

**PRECAUTIONS ET AVERTISSEMENTS**

- Ne jamais dépasser les vitesses de rotation maximales indiquées dans le tableau A.
- Insérer l'intégralité de la tige dans le mandrin de la pièce à main.
- Ne pas utiliser des instruments endommagés ou présentant un défaut, comme des traces de corrosion, un défaut de surface, une déformation et une exposition de la tige due à une utilisation répétée.
- Effectuez un test pour vérifier la sécurité et le fonctionnement sans le faux-rond avant de l'utiliser.
- Éviter toute utilisation à angles aigus ou avec une pression excessive.
- Utiliser un aspirateur local et un équipement de protection pendant l'utilisation.
- Ce produit est exclusivement destiné à une utilisation par des professionnels dentaires.
- Ne pas utiliser ce produit à d'autres fins que l'utilisation prévue.
- Éliminer conformément aux réglementations locales et nationales en vigueur.

**STOCKAGE ET STÉRILISATION**

- Éviter l'exposition à l'humidité, aux produits chimiques corrosifs et à leur vapeur. Tenez à l'écart de toute pression extérieure physique (charge) et évitez les contaminations.
- Procéder à l'autoclavage en respectant les conditions décrites dans le tableau B.
- Stériliser avant chaque utilisation intra-orale.
- Pour réutilisation en bouche, éliminer tout contaminant immédiatement par lavage désinfectant puis stériliser.
- Suivre les instructions du fabricant du désinfectant et du stérilisateur.
- Ne pas utiliser de désinfectant chloré.
- Ne pas effectuer la stérilisation de plasma.
- Pour plus de détail sur les procédures de retraitement, consulter le site [www.shofu.de](http://www.shofu.de).

**nl** **LEES ZORGVULDIG VOOR GEBRUIK**

**PRODUCTOMSCHRIJVING**

Deze kit is ontworpen voor het reduceren en afwerken van composiet, ook interproximaal en subgingivaal. De kit bevat zes Dura-Green en zes Dura-White Stones in de vormen CN1 en FL2. Dura-Green Stones zijn bestemd voor het snel afwerken en herstellen van composiet. Dura-White Stones zijn bestemd voor fijnafwerken van composiet. Dura-Green en Dura-White Stones zijn autoclavebaar ten behoeve van hergebruik.

**VOORZORGSMAATREGELEN EN WAARSCHUWINGEN**

- Overschrijd nooit de maximaal toegestane rotatiesnelheid (zie tabel A).
- Steek de schacht helemaal in de houder van het handstuk.
- Gebruik geen beschadigde of defecte instrumenten, d.w.z. corrosie, oppervlaktegebreken, vervorming, vuil en blootstelling van de schacht door herhaald gebruik.
- Controleer de veiligheid en goede werking zonder uitloop voor gebruik.
- Vermijd elk gebruik op scherpe hoeken of met overmatige druk.
- Gebruik een lokale stofafzuiger en draag beschermende uitrusting wanneer u met het instrument werkt.
- Dit product is alleen bedoeld voor gebruik door tandheelkundigen.
- Gebruik dit product niet voor andere doeleinden dan het beoogde gebruik.
- Verwijder in overeenstemming met de plaatselijke en nationale afvalverwijderingsvoorschriften.

**OPSLAG EN STERILISATIE**

- Vermijd blootstelling aan vocht, bijtende chemicaliën en de damp daarvan. Houd uit de buurt van externe druk (fysieke lading) en vermijd verontreiniging.
- Steriliseer het product met een autoclaaf (zie tabel B).
- Indien intraoraal gebruikt, steriliseer voor elk gebruik.
- Om het instrument na gebruik weer klaar te maken voor gebruik, dient u eventuele verontreinigingen onmiddellijk te verwijderen in een desinfecterende wasmachine en het instrument daarna te steriliseren.
- Hou de aan de gebruiksaanwijzingen van de desinfecterende wasmachine en de autoclaaf.
- Gebruik geen desinfectiemiddel dat chloor bevat.
- Voer geen plasmasterilisatie uit.
- Meer informatie over HERGEBRUIK vindt u op [www.shofu.de](http://www.shofu.de).



## Composite Finishing Kit

### AUTOCLAVE (Table B)

Cycle Type Verfahren Cycle Type Cyclustype Tipo de ciclo Procedimento Typ av cykel Tipo de ciclo	Temperature Temperatur Température Temperatuur Temperatura Temperatura Temperatura	Holding time Haltezeit Maintien Houdtijd Tiempo de espera Tempo di mantenimento Hålltid Tempo de espera	Dry time Trockenzeit Séchage Droogtijd Tiempo de secado Tempo di asciugatura Torkningstid Tempo de secagem
Pre-vacuum(3 times) Vorvakuum(3-mal) Pré-vide(3 fois) Prevacuum(3 keer) Pre-vaciado(3 veces) Pre-vuoto(3 volte) Förvakuum(3 gånger) Pré-vácuo(3 vezes)	134°C/273°F	3'00"	10'00"

en AUTOCLAVE  
de AUTOCLAV  
fr AUTOCLAVE  
nl AUTOCLAAF  
es AUTOCLAVE  
it AUTOCLAVE  
sv AUTOCLAV  
pt AUTOCLAVE

**es** LEER CUIDADOSAMENTE ANTES DE USAR

**it** LEGGERE ATTENTAMENTE PRIMA DELL'USO

**sv** LÄS NOGA FÖRE ANVÄNDNING

**pt** LER COM ATENÇÃO ANTES DE USAR

### DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Este juego está diseñado para desgastar y acabar obturaciones de composite, también en el área interproximal y subgingival. Incluye seis puntas Dura-Green y seis puntas Dura-White en las formas CN1 y FL2. Las puntas Dura-Green sirven para reparar con rapidez las restauraciones de composite, las puntas Dura-White para realizar el acabado fino de las restauraciones de composite. Las puntas Dura-Green y Dura-White pueden esterilizarse en el autoclave para su reutilización.

### PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

● Nunca exceder la velocidad de rotación máxima permitida descrita en la Tabla A. ● Introducir el mandril completamente en el portabrocas de la pieza de mano. ● No use instrumentos dañados o defectuosos, es decir, con corrosión, defectos en la superficie, deformación, suciedad o exposición del mango debida al uso repetido. ● Realice una prueba para comprobar la seguridad y el funcionamiento correcto sin desviación antes del uso. ● Evite usar ángulos agudos o con excesiva presión. ● Use un extractor de polvo local y equipo de protección durante el uso. ● Este producto es para uso exclusivo por profesionales dentales. ● No utilice este producto para otros propósitos que no sean los designados. ● Deseche de conformidad con la normativa local y nacional pertinente.

### CONSERVACIÓN Y ESTERILIZACIÓN

● Evite exponerlo a la humedad, agentes químicos corrosivos y su vapor. Manténgalos alejados de presiones externas (cargas físicas) y evite su contaminación. ● Utilizar el autoclave bajo las condiciones descritas en la Tabla B. ● Cuando se use intraoralmente, esterilizarlo antes de cada uso. ● Para reutilizarlo después de usarlo, eliminar inmediatamente cualquier contaminante con lavado desinfectante y luego esterilizarlo. ● Seguir las instrucciones de uso del aparato desinfectante y esterilizador. ● No usar desinfectante líquido a base de cloro. ● No lleve a cabo la esterilización por plasma. ● Para obtener más información sobre los procedimientos de REPROCESSADO, consulte [www.shofu.de](http://www.shofu.de).

### DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Questo Kit è stato studiato per la riduzione e la finitura di otturazioni di composito, anche nelle zone interproximali e subgingivali. È composto da sei pietre Dura-Green e sei pietre Dura-White nelle forme CN1 e FL2. Le pietre Dura-Green vengono usate per la finitura quasi completa della ricostruzione in composito. Le pietre Dura-White daranno una finitura fine della stessa. Le pietre Dura-Green e Dura-White possono essere sterilizzate in autoclave prima di essere riusate.

### PRECAUZIONI E AVVERTENZE

● Non superare la massima velocità di rotazione consentita riportata nella Tabella A. ● Inserire completamente il gambo nel mandrino del manipolo. ● Non utilizzare strumenti danneggiati o con difetti quali corrosione, difetti di superficie, deformazione, sporco ed esposizione del gambo a causa di uso ripetuto. ● Prima dell'uso eseguire una prova per controllare il corretto funzionamento senza scentratura. ● Evitare qualsiasi utilizzo ad angoli acuti o esercitando eccessiva pressione. ● Durante l'uso utilizzare un sistema di aspirazione locale ed equipaggiamento protettivo. ● Questo prodotto è destinato esclusivamente all'uso odontoiatrico professionale. ● Non utilizzare questo prodotto per scopi diversi dall'uso previsto. ● Smaltire secondo le disposizioni locali e nazionali.

### CONSERVAZIONE E STERILIZZAZIONE

● Evitare l'esposizione all'umidità, ad agenti chimici corrosivi e al loro vapore. Tenere lontano da pressioni esterne (carico fisico) ed evitare contaminazioni. ● Sterilizzare in autoclave alle condizioni descritte nella Tabella B. ● Per l'uso intraorale sterilizzare prima di ogni utilizzo. ● Per il riutilizzo dopo l'uso intraorale, eliminare subito tutte le impurità con il termidisinfettore, quindi sterilizzare. ● Osservare le istruzioni d'uso del termidisinfettore e dell'autoclave. ● Non utilizzare disinfettanti contenenti cloro. ● Non eseguire la sterilizzazione al plasma. ● Per indicazioni dettagliate sulle procedure per il RICONDIZIONAMENTO consultare [www.shofu.de](http://www.shofu.de).

### PRODUKTBESKRIVNING

Denna sats är framtagen för reducering och finishering av kompositfyllningar, även interproximala och subgingivala. Den innehåller sex Dura-Green och sex Dura-White Stones i CN1 och FL2-former. Dura-Green Stones finisherar kompositfyllningar snabbt. Dura-White Stones kan användas för fin finishering av kompositfyllningar. Dura-Green och Dura-White Stones kan autoklaveras för återanvändning.

### FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER OCH VARNINGAR

● Överskrid aldrig högsta tillåtna rotationshastighet enligt beskrivningen i tabell A. ● Stick i skaffet fullständigt i handstyckets chuck. ● Använd inte skadade eller defekta instrument dvs. med korrosion, ytskada, deformation, smuts eller skaff som är exponerat på grund av upprepad användning. ● Utför en testkörning för att kontrollera att allt fungerar säkert och smidigt utan kast före användningen. ● Undvik användning vid skarpa vinklar eller med överdrivet tryck. ● Använd lokalt dammsug och skyddsutrustning vid användning. ● Produkten är endast avsedd för yrkesmässig användning inom tandvården. ● Använd inte produkten för andra ändamål än den avsedda användningen. ● Kassera enligt lokala och nationella föreskrifter.

### FÖRVARING OCH STERILISERING

● Undvik exponering för fukt, frätande kemikalier och dess ångor. Håll borta från yttre tryck (fysisk belastning) och undvik föroreningar. ● Autoklaver enligt villkoren som anges i tabell B. ● Sterilisera före varje användning om instrumentet används intraoralt. ● För återanvändning efter användning ska alla föroreningar omedelbart avlägsnas i en diskdesinfektor och sterilisering därefter utföras. ● Följ respektive bruksanvisningar för användning av diskdesinfektor och steriliseringsutrustning. ● Använd inte kloridesinfektionsvätska. ● Utför inte plasmasterilisering. ● Mer info om UPPARBETNINGSMETODER (rengöring, desinfektion och sterilisering) hittar du på [www.shofu.de](http://www.shofu.de).

### DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Este kit foi concebido para o desgaste e acabamento de restaurações de composite, também a nível interproximal e subgingival. Inclui seis pedras Dura-Green e seis pedras Dura-White nas formas CN1 e FL2. As pedras Dura-Green dão um acabamento rápido às restaurações de composite. As pedras Dura-White dão um acabamento mais fino às restaurações de composite. As pedras Dura-Green e Dura-White podem ser esterilizados no autoclave para re-utilização.

### PRECAUÇÕES E ADVERTÊNCIAS

● Nunca exceder as velocidades máximas de rotação admissíveis indicadas na Tabela A. ● Inserir a haste completamente no mandril da peça de mão. ● Não utilizar instrumentos danificados ou com defeitos, como corrosão, falha da superfície, deformados, sujos e exposição da haste devido a utilização repetida. ● Realize um teste para verificar a segurança e bom funcionamento sem deslocamento antes da utilização. ● Evitar qualquer utilização em ângulos agudos ou com pressão excessiva. ● Utilizar sistema de aspiração local de pó e equipamento de proteção durante a utilização do produto. ● Este produto destina-se somente à utilização por profissionais da área odontológica. ● Não utilizar este produto para quaisquer outros fins diferentes da utilização prevista. ● Descartar de acordo com os regulamentos locais e nacionais relevantes.

### ARMAZENAMENTO E ESTERILIZAÇÃO

● Evitar a exposição à umidade, químicos corrosivos e seu vapor. Mantenha-os afastados de pressão externa (cargas físicas) e evite contaminações. ● Executar a autoclave nas condições indicadas na Tabela B. ● Esterilizar antes de cada utilização intraoral. ● Para a reutilização após utilização, remover imediatamente todos os contaminantes com um agente de lavagem e desinfecção e, em seguida, esterilizar. ● Seguir as instruções de uso do agente de lavagem e desinfecção e do esterilizante, respectivamente. ● Não utilizar líquido desinfectante à base de cloro. ● Não executar esterilização de plasma. ● Para mais informações sobre os procedimentos de REPROCESSAMENTO, visitar [www.shofu.de](http://www.shofu.de).