

**Light cured protection coating material/Varnish/Desensitizer****PRODUCT DESCRIPTION**

PRG Barrier Coat is a light-cured protection coating material for coating tooth surface and desensitizer to relieve dentinal hypersensitivity.

**INTENDED PURPOSE**

- Coating tooth surface
  - a) Hard to brush area
    - Areas surrounding orthodontic brackets
    - Hard to brush areas due to crowded teeth
    - Areas surrounding clasps
  - b) High caries risk areas
    - Exposed root surface
    - Newly erupted molars
    - White spots
  - c) Desensitizer
    - Areas of hypersensitivity

**PRECAUTIONS AND WARNINGS**

1. Do not use this product on patients with known allergies to methacrylate monomer.
2. Operators with known allergies to this material and/or methacrylate monomer must not use this product.
3. If any inflammation or other allergic reactions occur in either the patient or operator, immediately discontinue use and seek medical advice.
4. Use protective plastic gloves and glasses to avoid sensitization to this product. In case of accidental contact with oral soft tissue/skin, immediately blow with alcohol moistened cotton ball and rinse with plenty of water. In case of contact with eyes, immediately flush with plenty of water and seek medical advice.
5. If this product comes in contact with oral soft tissue, the tissue may blanch, however, it should resolve in 2 or 3 days. Avoid touching or brushing the affected area.
6. Base component is for single use only.
7. Follow the instructions for use of each dental material, equipment or instrument to be used in conjunction with this product.
8. Do not use this product for any purposes other than specifically outlined in these instructions for use.
9. Use this product within the expiration date indicated on the package and container. (Example: 2 YYYY-MM-DD → Year-Month-Date of the expiration date)
10. This product is intended for use by dental professionals only.

**DIRECTIONS FOR USE**

1. Pre-treatment
  - 1-1. Protective coating for tooth surface
    - Clean the tooth surface according to the standard method.
- 1-2. Prevention of hypersensitivity
  - When the treating surface is contaminated with saliva or plaque, clean completely using a cotton ball etc.
  - After cleaning the tooth surface, rinse with water and dry thoroughly. When air stream cannot be used due to hypersensitivity, dry the area by blotting with a cotton pellet etc.
2. Snap off one of the base containers from others along perforation.
  - While storing these materials in a refrigerator, allow them to reach room temperature before use.
3. Twist the tab while pulling up to open the container. Put one drop of active into the container. Mix base and active in the base container using disposable brush provided.
  - Use the material within 2 minutes after mixing since the mixture becomes more viscous as the reaction proceeds over time.
  - Tightly close the cap of active immediately after each use.
4. Apply a thin layer of the mixture on the dried tooth surface and leave undisturbed for more than 3 sec.
  - Remove excess material on the disposable brush by lightly pressing it against the edge of the mouth of the base container before application.
  - Use a new disposable brush for every patient to prevent cross infection.
  - Use the mixed material on one patient only to prevent cross contamination.
  - If the mixture applied on the tooth surface becomes contaminated with saliva, etc. prior to light-curing, remove the mixture with gauze and perform the application procedure again.
5. Light-cure using a dental light-curing unit. Repeat the light-curing procedure, if necessary, until the entire area of coating is light-cured.

Light-curing unit	Halogen	LED
Light-curing time	10 sec.	10 sec.
Wavelength	400 - 500 nm	440 - 490 nm
Light intensity	≥ 500 mW/cm <sup>2</sup>	≥ 1,000 mW/cm <sup>2</sup>

Use a dental light-curing unit with the above specifications.

Operators must use protective glasses or light shielding plate to avoid looking directly at the curing light. Operators must also protect patients' eyes from direct exposure to the curing light.

➢ Disinfect the dental light-curing unit with alcohol after each use to avoid cross-contamination.

6. After light-curing, remove uncured layer by gently rubbing the surface with a water moistened cotton ball.

7. Maintenance control after application

7-1. Instruct patient to refrain from consuming any staining food and drink (e.g. curry, coffee, tea, red wine, etc.) for 3 days after coating.

7-2. The coating layer of this product will be gradually worn by daily tooth brushing, and eventually disappear from the tooth surface. If significant tooth discoloration is observed in patient at follow-up visit, remove the whole coating layer using an explorer, etc

**COMPOSITION**

Base: S-PRG-filler based on fluoroboroaluminosilicate glass, Distilled water, Methacrylic acid monomer, and others

Active: Phosphoric acid monomer, Methacrylic acid monomer, Bis-MPEPP, Carboxylic acid monomer, TEGDMA, Polymerization initiator, and others

**STORAGE**  
Store in refrigerator (1-10 °C/34-50 °F). Avoid high humidity and high temperature. Keep away from direct sunlight and any source of ignition.

**CAUTION: US Federal law restricts this device to sale by or on the order of a dental professional.**

**de****VOR GEBRAUCH SORGFÄLTIG DURCHLESEN****Lichthärtendes protektives Versiegelungsmaterial/Schutzlack/Desensitizer**

**PRODUKTBESCHREIBUNG**  
PRG Barrier Coat ist ein lichthärtendes protektives Versiegelungsmaterial für Zahnoberflächen und ein Desensitizer zur Linderung von Dentinüberempfindlichkeit.

**VERWENDUNGSZWECKE**

➢ Versiegelungsmaterial  
a) Mit dem Zahnschmelz schwer zu reinigende Bereiche  
➢ Bereich rund um kieferorthopädische Brackets

➢ Problematische Bereiche bei engstehenden Zähnen

b) Bereich mit hohem Kariesrisiko  
➢ Freilegende Wurzeloberflächen  
➢ Neu durchgebrochene Molaren  
➢ Kreideflecken

c) Überempfindliche Bereiche

**VORSICHTSMASNAHMEN UND WARINHINWEISE**

1. Das Produkt nicht bei Patienten mit bekannter Allergie gegen Methacrylatmonomere verwenden.

2. Behandler mit bekannten Allergien gegen dieses Material und/oder Methacrylatmonomere dürfen das Produkt nicht benutzen.

3. Falls bei Patient oder Behandler Entzündungen oder andere allergische Reaktionen auftreten, sofort den Gebrauch einstellen und ärztlichen Rat einholen.

4. Zur Vermeidung einer Sensibilisierung gegen das Produkt Schutzhandschuhe und Schutzhut tragen. Bei versehentlichem Kontakt mit oralen Weichgeweben oder Haut sofort mit einem mit Alkohol befeuchteten Wattebausch abtupfen und mit reichlich Wasser spülen. Bei Augenkontakt die Augen sofort mit reichlich Wasser spülen und ärztlichen Rat einholen.
5. Orale Weichgewebe können sich bei Kontakt mit dem Produkt weißlich färben; dies sollte aber nach 2 bis 3 Tagen abklingen. Die Stelle nicht berühren oder mit der Zahnbürste reinigen.
6. Die Base-Komponente ist nur zum Einmalgebrauch vorgesehen.
7. Bei Kontakt zusammen mit dem Produkt verwendeten Materialien, Instrumenten oder Geräten Gebrauchsanleitung beachten.
8. Das Produkt ausschließlich für die in diesem Beipackzettel genannten Zwecke verwenden.
9. Das Produkt nur bis zu dem auf Packung und Behälter angegebenen Verfallsdatum verwenden.  
(Beispiel: 2 JJJJ-MM-TT → Jahr-Monat-Tag des Verfallsdatums)
10. Das Produkt ist nur für den dentalen Gebrauch vorgesehen.

**GEBAUCHSANLEITUNG****1. Vorbehandlung****1-1. Zur Versiegelung von Zahnoberflächen**

Die Zahnoberfläche nach der Standardmethode reinigen.

**1-2. Zur Vorbeugung gegen Überempfindlichkeit**

Mit Speichel oder Plaque verunreinigte Behandlungsfläche mit Wattebausch o.Ä. vollständig reinigen.

Die Zahnoberfläche nach der Reinigung mit Wasser spülen und sorgfältig trocknen. Falls wegen Überempfindlichkeit kein Luftstrahl benutzt werden kann, den Bereich mit Wattepellet o.Ä. abtupfen.

**2. Einen Base-Behälter entlang der Perforation von der Packung ab trennen.**

➢ Im Kühlschrank gelagertes Material erst verarbeiten, wenn es sich auf Zimmertemperatur erwärmt hat.

**3. Zum Öffnen des Behälters die Lasche drehen und dabei hochziehen. Einen Tropfen Active in den Behälter geben. Base und Active im Base-Behälter mit den beiliegenden Einmalpinseln mischen.**

➢ Das Material innerhalb von 2 Minuten nach dem Ammischen verarbeiten, da es durch die ablaufende Reaktion mit der Zeit immer dickflüssiger wird.

**4. Das Mischgut in einer dünnen Schicht auf die getrocknete Zahnoberfläche auftragen und mehr als 3 Sekunden einwirken lassen.**

➢ Den Einmalpinsel zur Entfernung von überschüssigem Material vor der Applikation leicht gegen die Kante an der Öffnung des Base-Behälters drücken.

**5. Zur Vermeidung von Kreuzinfektionen für jeden Patienten einen neuen Einmalpinsel verwenden.**

➢ Falls die auf die Zahnoberfläche aufgetragene Mischung vor der Lichthärtung mit Speichel o.Ä. verunreinigt wird, die Mischung mit Gaze entfernen und neu auftragen.

**5. Mit einer dentalen Polymerisationslampe lichthärteten. Die Lichthärtung gegebenenfalls wiederholen, bis die gesamte Beschichtung gehärtet ist.****STOCKAGE**

Conservieren auf Kühlschrank (1-10 °C).

Eviter la chaleur et l'humidité. Eviter la lumière directe et toute source d'inflammation.

**nl****LEES ZORGVULDIG VOOR GEBRUIK****Lichthardend beschermingsmateriaal/Lak/Desensitisiatiemiddel****PRODUCTOMSCHRIJVING**

Base: S-PRG-Füller auf der Basis von Fluorboraluminiumsilikatglas, destilliertes Wasser, Methacrylaatmonomeer u. a.

Active: Phosphoraatmonomeer, Methacrylaatmonomeer, Bis-MPEPP, Carbonsäuremonomeer, TEGDMA, Polymerisationsinitiator u. a.

**ZUSAMMENSETZUNG**

Base: S-PRG-Füller auf der Basis von Fluorboraluminiumsilikatglas, destilliertes Wasser, Methacrylaatmonomeer u. a.

Active: Phosphoraatmonomeer, Methacrylaatmonomeer, Bis-MPEPP, Carbonsäuremonomeer, TEGDMA, Polymerisationsinitiator u. a.

**LAGERUNG**

Im Kühlschrank lagern (1-10 °C).

Hohe Luftfeuchtigkeit und hohe Temperaturen vermeiden.

Vor direkter Sonneninstrahlung schützen und von Zündquellen fernhalten.

**fr****A LIRE ATTENTIVEMENT AVANT USAGE****VERNIS PROTECTEUR ET DESENSIBILISATEUR PHOTOPOLYMERISABLE****DESCRIPTION**

PRG Barrier Coat est un matériau photopolymérisable destiné à protéger la dent et la surface et à soulager l'hypersensibilité dentinaire.

**INDICATIONS****➢ Protection de surface**

a) Zones d'accès difficiles au brossage

➢ Contour de brackets orthodontiques

➢ Zones d'encombrement dentaire

➢ Zones en bordure de crochets

b) Zones à risque de carie

➢ Racine exposée

➢ Molaires en cours d'éruption

➢ Taches blanches

c) Zones hypersensibles

**PRECAUTIONS ET AVERTISSEMENTS**

1. Ne pas utiliser ce produit sur des patients allergiques aux monomères acryliques.

2. Même chose pour les opérateurs.

3. En cas d'inflammation ou autre réaction allergique du patient ou de l'opérateur, interrompre immédiatement l'opération et consulter un médecin.

4. Utiliser des lunettes et des gants de protection pour éviter la sensibilisation au produit.

En cas de contact avec la peau ou avec les tissus oculaires, essuyer immédiatement avec un coton imbibé d'alcool et rincer à grande eau. En cas de contact oculaire, rincer abondamment les yeux à l'eau et consulter un médecin.

5. Si ce produit entre en contact avec les tissus mouus en bouche, il peuvent devenir blanchâtres.

Cela disparaît au bout de 2 à 3 jours. Eviter de toucher ou brosser la zone concernée.

6. Le composant de base est à usage unique.

7. Suivre le mode d'emploi de chaque matériau, instrument ou équipement utilisé en association avec ce produit.

8. Ne pas utiliser ce produit pour un autre usage que celui spécifié dans le présent mode d'emploi.

9. Utiliser ce produit avant la date d'expiration indiquée sur l'emballage.

(Exemple: 2 AAAA-MM-JJ → Année-Mois-Jour de l'expiration)

10. L'usage de ce produit est strictement réservé aux professionnels dentaires.

**MODE D'EMPLOI**

1. Prétraitement

**1-1. Protection de surface**

Nettoyer la dent de manière conventionnelle.

**1-2. Prévention contre l'hypersensibilité**

Si la surface à traiter est contaminée par la salive ou la plaque, la nettoyer soigneusement avec un rouleau de coton etc.

Rincer ensuite à l'eau et sécher complètement. Utiliser un coton si l'air comprimé provoque une réaction douloureuse.

**de****VOR GEBRAUCH SORGFÄLTIG DURCHLESEN****Lichthärtendes protektives Versiegelungsmaterial/Schutzlack/Desensitizer****PRODUKTBESCHREIBUNG**

PRG Barrier Coat ist ein lichthärtendes protektives Versiegelungsmaterial für Zahnoberflächen und ein Desensitizer zur Linderung von Dentinüberempfindlichkeit.

**VERWENDUNGSZWECKE**

➢ Versiegelungsmaterial

a) Mit dem Zahnschmelz schwer zu reinigende Bereiche

7-2. Покрывающий слой материала будет постепенно изнашиваться в процессе ежедневной чистки зубов и в конечном итоге исчезнет с поверхности зуба. При обнаружении значительного дисковита зубов и пыщина в ходе контрольного визита удалите весь слой материала сондом или т.п.

**COCTAB**  
Base: наполнитель S-PRG на основе алюмосиликатного стекла с фтористым бором, дистиллированная вода, мономер метакриловой кислоты и др.  
Active: мономер фосфоновой кислоты, мономер метакриловой кислоты, Bis-MPEPP, мономер карбоновой кислоты, TEGDMA, инициатор полимеризации и др.

**ХРАНЕНИЕ**  
Хранить в холодильнике (1-10 °C). Избегать воздействия высокой влажности и высокой температуры. Беречь от прямого солнечного света и любых источников воспламенения.

**NALEŻY DOKŁADNIE PRZECZYTAĆ PRZED UŻYCJEM**

Świadotladowalny ochronny materiał pokrywający/Lakier/Środek znośny

**OPIS PRODUKTU**  
PRG Barrier Coat jest światotłudzalnym ochronnym materiałem pokrywającym do pokrywania powierzchni zęba i środkiem do znoszenia nadwrażliwości zębów.

**PRZEZNACZENIE**  
➤ Pokrywanie powierzchni zęba  
a) Obszar trudny do szczotkowania  
➤ Obszary placzące zamki ortodontyczne  
➤ Obszary trudne do szczotkowania z powodu stłoczenia zębów  
b) Obszary placzące klamry  
➤ Odstojenie powierzchnie korzeni  
➤ Nowo wyrięte zęby trzonowe  
➤ Blałe plamy  
c) Nadwrażliwe obszary

**ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I OSTRZEŻENIA**

1. Nie stosować tego produktu u pacjentów ze stwierdzonymi alergiami na monomer metakrylowy.

2. Używać jedynie ze stwierdzonymi alergiami na ten materiał i (lub) monomer metakrylowy, nie wolno stosować tego produktu.

3. W przypadku wystąpienia stanu zapalnego lub innych reakcji alergicznych u pacjenta lub użytkownika należy niezwłocznie przewać stosowanie i zasięgnąć porady lekarza.

4. Należy stosować plastikowe rekawice ochronne i okulary w celu uniknięcia ucielenia na ten produkt. W przypadku nieumyślnego kontaktu z tkaninami miękkimi w jamie ustnej lub skórą należy niezwłocznie zetrzeć bawelniowym wacikiem nasączonem alkoholem i przemyczyć dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza.

5. Jeżeli produkt ten będzie mieć styczność z tkaninami miękkimi jamy ustnej, tkanki mogą zbleznąć, ale powinno to ustąpić po 23 dniach. Unikać dotykania lub szczotkowania danego obszaru.

6. Komponent Base jest przeznaczony wyłącznie do jednorazowego użycia.

7. Należy przestrzegać instrukcji obsługi wszystkich materiałów stomatologicznych, sprzętów lub instrumentów, które mają być stosowane razem z tym produktem.

8. Nie stosować tego produktu do celów innych niż wyraźnie podane w niniejszej instrukcji obsługi.

9. Produkt ten należy zużyć przed upłykiem terminu ważności podanego na opakowaniu i pojemniku.  
(Przykład: RRRR-MM-DD → rok-miesiąc-dzień terminu ważności)

10. Ten produkt jest przeznaczony do stosowania wyłącznie przez lekarzy stomatologów.

**INSTRUKCJA STOSOWANIA**

1. Przygotowanie

1-1. Do pokrycia ochronnego powierzchni zęba  
Oczyścić powierzchnię zęba standardową metodą.

1-2. Do wyprania nadwrażliwości

W przypadku zanieczyszczenia leczonej powierzchni śliną lub płytką nazewną należy całkowicie bawelniowym wacikiem itp.

Po oczyściżeniu zęba wypluskać wodą i dokładnie wysuszyć.  
Jeśli z powodu nadwrażliwości nie można użyć strumienia powietrza, osuszyć powierzchnię poprzez osuszanie wacikiem itp.

2. Oderwać jeden z pojemników Base od innych wzdułek perforacji.

➤ W przypadku przechowywania tych materiałów w lodówce należy przed użyciem odzekać, aż osiągnąca temperaturę pokojową.

3. W celu otwarcia pojemnika odkręcić uchwyty, jednocześnie pociągając go gory. Umieścić jedną kątikę Active w pojemniku. Wymieszać Base i Active w pojemniku Base, używając do tego celu dostosowanego jednorazowego pędzelka.

➤ Użyć lepką wizję po 2 minutach od wymieszania, ponieważ mieszanina staje się bardziej lepką wraz z postępowaniem reakcji w miarę upływu czasu.

4. Nanieść cienką warstwę mieszaniny na osuszoną powierzchnię zęba i pozostawić na czas powyżej 3 sek.

➤ Usunąć nadmiar materiału na jednorazowym pędzelku poprzez delikatne jego docisnięcie do krawędzi otworu pojemnika Base przed aplikacją.

➤ Używać nowego jednorazowego pędzelka dla każdego pacjenta, aby zapobiec zakażeniu krzyżowemu.  
Wymieszanym materiałem stosować tylko u jednego pacjenta, aby zapobiec zakażeniu.

➤ Jeśli mieszanina nanieiona na powierzchnię zęba ulegnie zanieczyszczeniu śliną ito, przed utwardzeniem śliwieniem, należy usunąć mieszaninę gazą i ponownie przeprowadzić aplikację.

5. Polimerizować stomatologiczną lampa polimeryzacyjną. W razie potrzeby powtarzać polimeryzację, aż do spolimeryzowania całego obszaru pokrycia.

Lampa polimeryzacyjna Halogen LED  
Czas polimeryzacji 10 s 10 s  
Długość fal 400 - 500 nm 440 - 490 nm  
Napieżenie światła ≥ 500 mW/cm² ≥ 1.000 mW/cm²

➤ Stosować stomatologiczną lampa polimeryzacyjną z powyższych danych technicznych.

➤ Użytkownicy muszą stosować okulary ochronne lub osłone przed światłem w celu uniknięcia bezpośredniego patrzenia na światło polimeryzacyjne. Użytkownicy muszą również chronić oczy pacjenta przed bezpośrednim nałożeniem na światło polimeryzacyjne.

➤ Po każdym użyciu należy zdejmować stomatologiczną lampa polimeryzacyjną alkoholem w celu uniknięcia zakażenia krzyżowego.

6. Po polimeryzacji usunąć nieutwardzoną warstwę poprzez delikatne naciernie powierzchnię bawelniowym wacikiem zwilżonym wodą.

7. Kontrola zachowania po aplikacji

7-1. Poinstruować pacjenta, aby przez 3 dni naalożenie materiału pokrywającego powstrzymał się od spożywania wszelkich bawiących pokarmów i napojów (np. curry, kawa, herbatą, wino, czereśnie itp.).

7-2. Warstwa pokrywająca tego produktu będzie stopniowo ścierać się przez codzienne mycie zębów w koncu zniknąć z powierzchni zęba. Jeżeli podczas wizyty kontrolnej zaobserwuje się znaczne przebarwienie zębów u pacjenta, należy usunąć całą warstwę pokrywającą eksploratorem itp.

**SKŁAD**

Base: wypełniacz S-PRG na bazie szkła fluoroboroglinokrzemianowego, woda destylowana, monomer kwasu metakrylowego i inne

Active: monomer kwasy fosfonowego, monomer kwasy metakrylowego, Bis-MPEPP, monomer kwasy karboksylowego, TEGDMA, inicjator polimerizacji i inne

**PRZEOCHOWYWANIE**  
Przechowywać w lodówce (1-10 °C). Unikać wysokiej wilgotności i wysokiej temperatury. Chronić przed bezpośrednim nasłonecznieniem i zródłami zaplonu.

RO

A SE CITI CU ATENȚIE ÎNAINTE DE UTILIZARE

**MATERIAL DE ÎNVELIRE/Lac/Agent desensibilizant fotopolimerizabil de protecție**

**DESCRIEREA PRODUSULUI**

PRG Barrier Coat este un material de învelire fotopolimerizabil de protecție, bazat pe monomer și apă.

Active: monomer fosfonic, monomer metacrylic acid, Bis-MPEPP, monomer carboxylic acid, TEGDMA, initiator of polymerization and others.

**DESTINATIA**

➤ Învelirea suprafetei dentare

a) Zonele greu de periat  
➤ Zonele din jurul bracket-urilor ortodontice

➤ Zonele dificil de periat datorită îngrămădirii dintilor

b) Zonele cu risc crescut pentru carie  
➤ Suprafata radiculară expusă

➤ Molarii erupti de curând

c) Zonele de hipersensibilitate

**PRECAUTII SI AVERTIZARI**

1. Nu utilizați acest produs la pacienti cu alergii cunoscute la monomerul de metacrilat.

2. Utilizați cu atenție cunoscute la acest material și/sau la monomerul de metacrilat să nu întrebuineze acordul.

3. Dați pacientul sau utilizatorul prezintă orice semn de inflamație sau altă reacție alergică, interupeți imediat utilizarea produsului și solicitați asistență medicală.

4. Utilizați manuși și ochelari de plastic pentru a evita sensibilizarea la acest produs. În caz de contact accidental cu tesuturile orale moi sau cu pielea, stergeți imediat cu un tampon de vală imbibat în alcool și căluți cu apă din abundență. În caz de contact cu ochii, spălați imediat ochii cu apă din abundență și solicitați asistență medicală.

5. Dați acest produs vine în contact cu tesuturile orale moi, ele pot deveni albicioase, dar acestea trebuie să dispare în 2 sau 3 zile. Evitați atingerea sau pierierea zonei afectate.

6. Componenta Base este numai de unică folosință.

7. Respectați instrucțiunile de utilizare aferente fiecărui material, echipament sau instrument dental ce urmăzează să fie folosit împreună cu acest produs.

8. Nu utilizați acest produs în alte scopuri decât cele menționate în mod specific în aceste instrucțiuni de utilizare.

9. Utilizați acest produs înainte de expirare indicată pe ambalaj și pe recipient.

(Exemplu AAAA-LL-ZZ → Anu-Luna-Ziua datei de expirare)

10. Acest produs este destinat utilizării numai de către profesioniști în domeniul stomatologiei.

**INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE**

1. Preparare

1-1. Pentru învelirea protecțoare și suprafetei dentare

Curețați suprafata dentara conform metodei standard.

1-2. Preventie hipersensibilității

Când suprafata de tratat este contaminată cu salivă sau placă, curătați-o în întregime cu un tampon de vală etc.

După curățarea suprafetei dentare, căluți-o cu apă și uscați-o bine. Atunci când jetul de aer nu poate fi utilizat din cauza hipersensibilității, uscați zona tamponând-o cu o buletă de vală etc.

2. Desprindere unul din recipiente de Base din frigider, de-a lungul perforației.

➤ Când depozitați aceste materiale în frigider, lăsați-le să atingă temperatură camerei înainte de a le utiliza.

3. Răsuții clapa în timp ce se tragă în sus pentru a deschide recipientul. Puneti o picătură de Active în recipient. Amestecați Base și Active în recipientul de Base, cu ajutorul pensulei de unică folosință livrate.

➤ Utilizați materialul în răstimp de 2 minute după amestecare, pentru că amestecul devine tot mai viscos și măslinișă ce reacția continuă îdată cu trecerea timpului.

➤ Încingeți bine capac recipientului de Active imediat după fiecare utilizare.

4. Aplicați strat subțire de amestec pe suprafata dentară uscată și lăsați-l în repaus timp de mai mult de 3 sec.

➤ Îndepărtați excesul de material de pe pensula de unică folosință apăsând-o usor de marginea guri recipientului de Base înainte de aplicare.

➤ Utilizați o nouă pensulă de unică folosință la fiecare pacient, pentru a preveni infecția incrușată.

➤ Utilizați materialul amestecat numai la un singur pacient, pentru a preveni contaminarea incrușată.

➤ Dați amestecul aplicat pe suprafata dentară să se contamineze cu salivă etc.

➤ Använda mäste använda skyddsglasögon/-platta för att undvika att tittar direkt i ljuset från hårdlampa. Använda mäste även skydda patientens ögon från direkt i ljuset från hårdlampa.

➤ Desinficera den dentala hårdlampan med alkohol efter användning för att undvika kontaminerande incrusat.

6. Efter ljusträningen avlägsnas ohårdade skikt genom att värmas gnida utan med en bomullsfillett med vatten.

7. Skölj med vatten.

7-1. Instruiera pacientul astăzi să evite consumarea de la fel de alimente și băuturi care pătează (ex. curry, cafea, ceai, vin rosu etc.) timp de 3 zile după învelire.

7-2. Stratul de învelire la acestui produs se va uz în mod progresiv, prin periajul dental zilnic și eventual va dispărea de pe suprafata dentară. Dați să observați colorarea dentară semnificativă la pacient, la vizita de control, îndepărtați stratul de învelire cu ajutorul unei sondi etc.

**COMPOZITIE**

Base: material de umplere S-PRG pe bază de sticlă cu fluoroboroaluminosilikat, apă distilată, monomer de acid metacrylic și altele

Active: monomer de acid fosfonic, monomer de acid metacrylic, Bis-MPEPP, monomer de acid carboxilic, TEGDMA, inițiator de polimerizare și altele

**DEPOZITARE**

Depozitați în frigider (1-10 °C). A se evita umiditatea înaltă și temperatura înalte. A se feri lumina solară directă și de orice surse de aprindere.

**SV**

Ljushårdande Skyddslack och Desensibilisering

**PRODUTKOMFORT**

PRG Barrier Coat är ett ljushårdande skyddslack för försiegling av tandtor, och en desensibilisering för att lindra hypersensibilitet dentin.

**AVSEDD ANVÄNDNING**

➤ Skyddslack

a) Områden som är svåra att rengöra med tandborste

➤ Områden runt ortodontiska brackets

➤ Svåratt komma tillräckligt nära klibbarna

➤ Områden runt klamar

➤ Exponerade rottor

➤ Nyerupterade molarer

➤ Kritikarie